
## **VITA MFT**

Multi Functional Teeth

### Tabella forme denti in resina



Data 01.13

VITA shade, VITA made.



Disponibili in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A—D





040





044







049



T46



Tutte le misure in mm



T49





#### VITA MFT – Il nuovo parametro per l'estetica

L'anatomia naturale dei denti anteriori VITA MFT, in cui i contatti approssimali nel terzo incisale sono posizionati leggermente spostati verso palatale, consentono un montaggio senza problemi ed armonico.

La corretta curvatura labiale, che ha un andamento anatomico, consente un posizionamento fisiologicamente ineccepibile dei denti. L'area cervicale leggermente allargata aiuta a realizzare una configurazione delle papille in funzione dell'età.



#### Rettangolare

#### **R42**



#### L33



#### **R45**



#### L34



#### **R47**



#### L37



Quadrato

#### L37LN



#### **S47**



#### L40



#### S50\*




La forma **L37LN** (**L**ong **N**eck) è stata sviluppata espressamente per la riproduzione di caratteristiche parodontali particolari, come si verificano ad es. in protesi parziale.


**PU29 - PL29** 



PU31 - PL31



PU33 - PL33





# easy-centric® — nuova semplicità di montaggio

La configurazione delle superfici occlusali dei denti VITA MFT si basa sull'innovativo principio easy-centric, che agevola una montaggio professionale e razionale, assicurando insieme produttività e una qualità che gratifica il paziente.

Nr.		Nr.	mm				
Nr.	mm	mm	Nr.	D <b>O</b>			
040	40.0	<b>L33</b> 32.6	<b>PU29</b> 28.8	<b>PL29</b> 29.6			
044	43.9	<b>L34</b> 34.0	<b>PU29</b> 28.8	<b>PL29</b> 29.6			
049	49.2	<b>L40</b> 39.5	<b>PU33</b> 33.0	<b>PL33</b> 33.6			
T41	40.5	<b>L33</b> 32.6	<b>PU29</b> 28.8	<b>PL29</b> 29.6			
T43	43.3	<b>L34</b> 34.0	<b>PU31</b> 30.6	<b>PL31</b> 31.1			
T46	46.1	<b>L37</b> 36.8	<b>PU31</b> 30.6	<b>PL31</b> 31.1			
T49	48.8	<b>L40</b> 39.5	<b>PU33</b> 33.0	<b>PL33</b> 33.6			
R42	42.1	<b>L34</b> 34.0	PU29 28.8	<b>PL29</b> 29.6			
R45	44.5	<b>L37</b> 36.8	<b>PU31</b> 30.6	<b>PL31</b> 31.1			
R47	46.6	<b>L37</b> 36.8	<b>PU33</b> 33.0	<b>PL33</b> 33.6			
\$47	46.8	<b>L40</b> 39.5	<b>PU33</b> 33.0	<b>PL33</b> 33.6			
\$50	49.7	<b>L40</b> 39.5	<b>PU33</b> 33.0	<b>PL33</b> 33.6			





#### **VITA MFT – Anteriores e Posteriores**

L'assortimento VITA MFT piacevolmente compatto copre tutte le indicazioni. Una gamma di colori e forme contenuta ma armoniosa assicura elevata redditività.

I denti multifunzione VITA MFT sono indicati per:

- Protesi totale
- Protesi su impianti
- Protesi telescopica e conica
- Protesi con attacchi
- Protesi scheletrata
- Protesi di riabilitazione

#### I denti VITA MFT sono disponibili in


• 11 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SYSTEM 3D-MASTER										
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1
~B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4

• 13 colori VITA classical A-D

VITA classical A–D												
A1	~ A2	A3	~ A3.5	~ A4	~ B1	~ B2	~ B3	~ C2	C3	~ C4	D3	~ D4
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.5

Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali.



Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori: La nostra responsabilità per la correttezza di queste indicazioni è indipendente dal titolo giuridico e, se legalmente consentito, è in ogni caso limitata al valore della merce fornita come da fattura al netto dell'IVA. In particolare, se legalmente consentito, non rispondiamo in alcun caso per mancato guadagno, danni indiretti, danni consequenziali o per rivendicazioni di terzi nel confronti dell'acquirente. Qualora una richiesta di risarcimento venga avanzata per comportamento colposo (colpa in "contrahendo", violazione contrattuale positiva, atto illecito) ad essa si darà luogo esclusivamente nel caso di dolo o colpa grave. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto.

Data di guesta informazione per l'uso: 01.13.

VITA Zahnfabrik è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti materiali sono marcati C  $\in$  0124 : **VITA MFT** 

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1



In Italia:

VITA ITALIA sri

Via Riccardo Lombardi 19/18 · 20153 Milano Tel.: +39 02 9039261 · Fax: +39 02 90392640 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299 Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  $www.vita\hbox{-}zahnfabrik.com \cdot info@vita\hbox{-}zahnfabrik.com$ 

facebook.com/vita.zahnfabrik